

ジメチルアリルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2714

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	この酵素は、大きなプレニル二リン酸を効率的なドナーとして受け入れません。
別名	ゲラニル二リン酸シンターゼ; プレニルトランスフェラーゼ; ジメチルアリルトランスフェラーゼ; DMAPP:IPP-ジメチルアリルトランスフェラーゼ; (2E,6E)-ファルネシル二リン酸シンターゼ; ジプレニルトランスフェラーゼ; ゲラニルピロリン酸シンターゼ; ゲラニルピロリン酸シンターゼ; トランス-ファルネシルピロリン酸シンターゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.5.1.1
CAS登録番号	9032-79-5
反応	ジメチルアリル二リン酸 + イソペンテニル二リン酸 = 二リン酸 + ゲラニル二リン酸
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--