

(2E,6E)-ファルネシル二リン酸シンターゼ

Cat. No. EXWM-2715

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明	この酵素のいくつかの形態は、基質としてジメチルアリル二リン酸を使用します。この酵素は、効率的な供与体としてより大きなプレニル二リン酸を受け入れません。
別名	ファルネシル二リン酸シンターゼ; ゲラニルトランスフェラーゼI; プレニルトランスフェラーゼ; ファルネシルピロリン酸シンターゼ; ファルネシルピロリン酸シンターゼ; ゲラニルトランスフェラーゼ

製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.5.1.10
CAS登録番号	37277-79-5
反応	ゲラニル二リン酸 + イソペンテニル二リン酸 = 二リン酸 + (2E,6E)-ファルネシル二リン酸
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法	短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。
------	--