

フラビオリンリナリルトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2739

Lot. No. (See product label)

はじめに

〇明 Mg2+やその他の金属イオンを必要としません。細菌ストレプトマイセス・シナモネンシスから分離されました。in vitroでは、酵素は3-ゲラニルフラビオリンの痕跡も形成します。

別名 Fnq26

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.5.1.123

反応 ゲラニル二リン酸 + フラビオリン = 3-リナリルフラビオリン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。