

## ゴムシス-ポリプレニルシス-トランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2757

Lot. No. (See product label)

### はじめに

説明	ゴム粒子はアクセプターとして機能します。
別名	ゴムアリル転移酵素; ゴム転移酵素; イソペンテニルピロリン酸シス-1,4-ポリイソプレン転移酵素; シス-プレニル転移酵素; ゴムポリメラーゼ; ゴムプレニル転移酵素

### 製品情報

形態	液体または凍結乾燥粉末
EC番号	EC 2.5.1.20
CAS登録番号	62213-41-6
反応	ポリシス-ポリプレニルニリン酸 + イソペンテニルニリン酸 = ニリン酸 + より1つのC5ユニット長いポリシス-ポリプレニルニリン酸
備考	このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法	短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。
------	--