

ヘキサプレニルニリン酸シンターゼ [(2E,6E)-ファルネシルニリン酸特異的]

Cat. No. EXWM-2821

Lot. No. (See product label)

はじめに

『明 その酵素は、アリル基基質としてゲラニルジホスフェートよりもファルネシルジホスフェート

を好み、ゲラニルジホスフェートおよびジメチルアリルジホスフェートに□しては活性を示し

ません。

別名 HexPS (あいまい); ヘキサプレニルピロリン酸合成酵素 (あいまい); ヘキサプレニル二

リン酸合成酵素 (あいまい)

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.5.1.83

 $\boxed{\mathcal{L}}$ (2E,6E)-ファルネシルニリン酸 + 3 イソペンテニルニリン酸 = 3 ニリン酸 + オールトラン

ス-ヘキサプレニル二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は **+4** ℃ で保管してください。長期間保管する場合は **-20** ℃~**-80** ℃ で保管してくだ

3110