

## グルタミン-ピルビン酸トランスアミナーゼ

Cat. No. EXWM-2855

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** ピリドキサルリン酸タンパク質。L-メチオニンはドナーとして機能し、グリオキシレートはアクセプターとして機能することができます。

**別名** グルタミンナーゼ II; L-グルタミン トランスアミナーゼ L; グルタミン-オキソ酸 トランスアミナーゼ

### 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC番号** EC 2.6.1.15

**CAS登録番号** 9030-44-8

**反応** L-グルタミン + ピルビン酸 = 2-オキソグルタラミン酸 + L-アラニン

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。