

アラニンアミノトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-2860

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 ピリドキサルリン酸タンパク質。2-アミノブタン酸はアラニンの代わりにゆっくりと作用することがあります。

別名 グルタミン酸-ピルビン酸トランスアミナーゼ; グルタミン酸-アラニン トランスアミナーゼ; GPT (あいまい); β -アラニンアミノトランスフェラーゼ; アラニンアミノトランスフェラーゼ; アラニン- α -ケトグルタル酸アミノトランスフェラーゼ; アラニン-ピルビン酸アミノトランスフェラーゼ; ALT; グルタミン酸-ピルビン酸トランスアミナーゼ; グルタミン酸-ピルビン酸アミノトランスフェラーゼ; L-アラニンアミノトランスフェラーゼ; L-アラニントランスアミナーゼ; L-アラニン- α -ケトグルタル酸アミノトランスフェラーゼ; ピルビン酸トランスアミナーゼ; ピルビン酸-アラニンアミノトランスフェラーゼ; ピルビン酸-グルタミン酸トランスアミナーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.6.1.2

CAS登録番号 9000-86-6

反応 L-アラニン + 2-オキシグルタル酸 = ピルビン酸 + L-グルタミン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。