

グルタミン-フェニルピルビン酸トランスアミナーゼ

Cat. No. EXWM-2905

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明
ピリドキサルリン酸タンパク質。L-メチオニン、L-ヒスチジン、L-チロシンはドナーとして機能することができます。この酵素はピルビン酸およびグリオキシレートに□してほとんど活性を持ちません（参照: EC 2.6.1.15 グルタミン-ピルビン酸トランスアミナーゼ）。

別名
グルタミン転移酵素 K; グルタミン-フェニルピルビン酸アミノトランスフェラーゼ

製品情報

形態
液体または凍結乾燥粉末

EC番号
EC 2.6.1.64

CAS登録番号
68518-06-9

反応
L-グルタミン + フェニルピルビン酸 = 2-オキソグルタラミン酸 + L-フェニルアラニン

備考
このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法
短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。