

AMP-チミジンキナーゼ

Cat. No. EXWM-2957

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 ヘルペスシンプルックスウイルスによって誘導されるデオキシピリミジンキナーゼ複合体は、この反応を触媒するだけでなく、EC 2.7.1.21 (チミジンキナーゼ)、EC 2.7.1.118 (ADP-チミジンキナーゼ)、およびEC 2.7.4.9 (dTMPキナーゼ)の反応も触媒します。

別名 アデニル酸ヌクレオシドホスホトランスフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.7.1.114

CAS登録番号 60440-28-0

反応 AMP + チミジン = アデノシン + dTMP

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。