

ADP-チミジンキナーゼ

Cat. No. EXWM-2958

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 ヘルペスシンプルックスウイルスによって誘導されるデオキシピリミジンキナーゼ複合体は、この反応とEC 2.7.1.21（チミジンキナーゼ）、EC 2.7.1.114（AMP-チミジンキナーゼ）、およびEC 2.7.4.9（dTMPキナーゼ）の反応を触媒します。

別名 ADP:dThd ホスホトランスフェラーゼ; アデノシン二リン酸-チミジンホスホトランスフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.7.1.118

CAS登録番号 82114-39-4

反応 ADP + チミジン = AMP + dTMP

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間の保管には+4 °Cで保存してください。長期間の保管には-20 °C~-80 °Cで保存してください。