

フィトールキナーゼ

Cat. No. EXWM-3014

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 この酵素は植物や光合成藻類に存在し、フィトールの回収に関与しています。UTPを代替のリン酸供与体として使用することができますが、活性は低くなります。

別名 VTE5 (遺伝子名)

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.7.1.182

反応 CTP + フィトール = CDP + フィチルリン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。