

ポリリン酸-グルコースホスホトランスフェラーゼ

Cat. No. EXWM-3094

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 中性塩 (例: KCI) が最大の活性に必要です。また、グルコサミンにも作用します。

*別*名 ポリリン酸ゲルコキナーゼ; ポリリン酸-D-(+)-グルコース-6-ホスホトランスフェラーゼ; ポリ

リン酸-グルコース 6-ホスホトランスフェラーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.7.1.63

*CAS*登□番号 9033-50-5

反 (phosphate)n + D-グルコース = (phosphate)n-1 + D-グルコース 6-リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 ℃ で保管してください。長期間保管する場合は -20 ℃~-80 ℃ で保管してくだ

5110