

非特異的セリン/スレオニンタンパク質キナーゼ

Cat. No. EXWM-3128

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明

これは、活性化化合物を持たず、非特異的であるか、特異性がこれまで分析されていないセリン/スレオニンタンパク質キナーゼの異種混合群です。

別名

A-キナーゼ; AP50キナーゼ; ATP-タンパク質トランスホスホリラーゼ; カルシウム依存性プロテインキナーゼC; カルシウム/ホスファリピッド依存性プロテインキナーゼ; cAMP依存性プロテインキナーゼ; cAMP依存性プロテインキナーゼA; カゼインキナーゼ; カゼインキナーゼ (ホスホリル化); カゼインキナーゼ2; カゼインキナーゼI; カゼインキナーゼII; cGMP依存性プロテインキナーゼ; CK-2; CKI; CKII; サイクリックAMP依存性プロテインキナーゼ; サイクリックAMP依存性プロテインキナーゼA; サイクリックモノリン酸依存性プロテインキナーゼ; サイクリックヌクレオチド依存性プロテインキナーゼ; サイクリン依存性キナーゼ; シチジン3',5'-サイクリックモノリン酸 $\square$ 答性プロテインキナーゼ; dsk1; グリコーゲンシンターゼAキナーゼ; グリコーゲンシンターゼキナーゼ; HIPK2; Hprキナーゼ; ヒドロキシアシルプロテインキナーゼ; ヒドロキシアシルプロテインキナーゼ; M期特異的cdc2キナーゼ; ミトジェン活性化S6キナーゼ; p82キナーゼ; ホスホリラーゼBキナーゼキナーゼ; PKA; タンパク質グルタミルキナーゼ; タンパク質キナーゼ (ホスホリル化); タンパク質キナーゼA; タンパク質キナーゼCK2; タンパク質キナーゼp58; タンパク質ホスホキナーゼ; タンパク質セリンキナーゼ; タンパク質セリン-スレオニンキナーゼ; タンパク質-アスパラギン酸キナーゼ; タンパク質-システインキナーゼ; タンパク質-セリンキナーゼ; Prp4タンパク質キナーゼ; Rafキナーゼ; Raf-1; リボソームタンパク質S6キナーゼII; リボソームS6タンパク質キナーゼ; セリンキナーゼ; セリンプロテインキナーゼ; セリン特異的プロテインキナーゼ; セリン (スレオニン) プロテインキナーゼ; セリン/スレオニンプロテインキナーゼ; STK32; T抗原キナーゼ; スレオニン特異的プロテインキナーゼ; トウイッチンキナーゼ; タイプ2カゼインキナーゼ; β IIPKC; ϵ PKC; Wee 1 $\square$ キナーゼ; Wee-キナーゼ; WEE1Hu

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 2.7.11.1

反応

ATP + タンパク質 = ADP + リン酸化タンパク質

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5 $\square$ 9週間です。ご要望に $\square$ じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。