

## [チロシン **3-**モノオキシゲナーゼ] キナーゼ

Cat. No. EXWM-3157

Lot. No. (See product label)

## はじめに

**[明]** 酵素には活性化化合物はありませんが、基質に特異的であり、基質と共に精製されます。

Mg2+を必要とします。EC 1.14.16.2、チロシン3-モノオキシゲナーゼをリン酸化によって

活性化します。

*別名* フェオクロモサイト―マチロシン水酸化酵素関連キナーゼ; STK4; チロシン3-モノオキシゲ

ナーゼキナーゼ (リン酸化)

製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC**番号 EC 2.7.11.6

*CAS*登□番号 103537-12-8

ゼ]

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4  $^{\circ}$  で保管してください。長期間の保管には -20  $^{\circ}$   $^{\circ}$  で保管してくださ

0 61