

リボース-リン酸ピロリン酸キナーゼ

Cat. No. EXWM-3220

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明

dATPはドナーとしても機能することができます。

別名

リボース-リン酸ピロリン酸キナーゼ; PRPP合成酵素; ホスホリボシルピロリン酸合成酵素; PPRibP合成酵素; PP-リボースP合成酵素; 5-ホスホリボシル-1-ピロリン酸合成酵素; 5-ホスホリボースピロリン酸化酵素; 5-ホスホリボシル- α -1-ピロリン酸合成酵素; ホスホリボシル二リン酸合成酵素; ホスホリボシルピロリン酸合成酵素; ピロリン酸ホスホリボシルリン酸合成酵素; リボースリン酸ピロリン酸キナーゼ; リボース-5-リン酸ピロリン酸キナーゼ

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 2.7.6.1

CAS登録番号

9015-83-2

反応

ATP + D-リボース 5-リン酸 = AMP + 5-ホスホ- α -D-リボース 1-二リン酸

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。