

N-アシルニューロアミン酸シチジル転移酵素

Cat. No. EXWM-3255

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明

N-アセチルおよびN-グリコシル誘導体に作用します。

別名

CMP-シアレートピロリン酸化酵素; CMP-シアレート合成酵素; シチジン 5'-モノリン酸シアリック酸合成酵素; CMP-ニューロアセチル酸合成酵素; CMP-ニューロアセチル酸合成酵素; アシルニューロアミン酸シチジル転移酵素; CMP-N-アセチルニューロアミン酸合成酵素; CMP-N-アセチルニューロアミン酸合成酵素; CMP-N-アセチルニューロアミン酸合成酵素; CMP-N-アセチルニューロアミン酸合成酵素; CMP-NANA合成酵素; CMP-シアレート合成酵素; CMP-シアリック合成酵素; シチジン 5'-モノリン酸N-アセチルニューロアミン酸合成酵素; シチジン 5-モノリン酸N-アセチルニューロアミン酸合成酵素; シチジンモノリン酸シアリック酸合成酵素; シチジンモノリン酸アセチルニューロアミン酸合成酵素; シチジンモノリン酸シアレートピロリン酸化酵素; シチジンモノリン酸シアレート合成酵素; アセチルニューロアミン酸シチジル転移酵素

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 2.7.7.43

CAS登録番号

9067-82-7

反応

CTP + N-アシルノイラミン酸 = ニリン酸 + CMP-N-アシルノイラミン酸

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。