

アルカエティジルセリン合成酵素

Cat. No. EXWM-3337

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 Mn²⁺を必要とします。古細菌メタノサーモバクター・サーマオートトロフィクスから分離されました。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.7.8.38

反応 (1) CDP-2,3-bis-(O-geranylgeranyl)-sn-glycerol + L-serine = CMP + 2,3-bis-(O-geranylgeranyl)-sn-glycero-1-phospho-L-serine; (2) CDP-2,3-bis-(O-phytanyl)-sn-glycerol + L-serine = CMP + 2,3-bis-(O-phytanyl)-sn-glycero-1-phospho-L-serine

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。