

セレニウム、ウォーター・ジキナーゼ

Cat. No. EXWM-3350

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 大腸菌において同定されたMg²⁺依存性酵素

別名 セレノリン酸合成酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 2.7.9.3

CAS登録番号 151125-25-6

反応 $\text{ATP} + \text{セレニウム化合物} + \text{H}_2\text{O} = \text{AMP} + \text{セレニオリン酸} + \text{リン酸}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。