

[Wnt protein] O-パルミトレイン酸-L-セリンヒドロラーゼ

Cat. No. EXWM-3527

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 その酵素は、EC 2.3.1.250、[Wnt protein]-O-パルミトレイン酸転移酵素によってWntタンパク質の特定のL-セリン残基に導入されるパルミトレイン酸修飾を除去します。

別名 ノータム

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.1.1.98

反応 [Wnt]-O-(9Z)-ヘキサデカ-9-エノイル-L-セリン + H₂O = [Wnt]-L-セリン + (9Z)-ヘキサデカ-9-エノエート

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。お客様の仕様に合わせてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。