

フェニルアセチル-**CoA** ヒドロラーゼ

*Cat. No. EXWM-3559*

*Lot. No.* (See product label)

## はじめに

□明

これは、フェニルアセチル-CoAからフェニルグリオキシレートへの□換の第二段階であり、第一段階はEC 1.17.5.1、フェニルアセチル-CoA脱水素酵素によって行われます。

## 製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

**EC番号**

EC 3.1.2.25

CAS登録番号

57219-72-4

反□

$$\text{フェニルグリオキシル-CoA} + \text{H}_2\text{O} = \text{フェニルグリオキシレート} + \text{CoA}$$

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が□可能です。

## 保管・発送情報

## 保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。