

【ピルビン酸キナーゼ】-ホスファターゼ

Cat. No. EXWM-3653

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 同時に、プロテインキナーゼによって不活性化されたEC 2.7.1.40ピルビン酸キナーゼを脱リン酸化し、活性化します。

別名 ピルビン酸キナーゼホスファターゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.1.3.49

CAS登録番号 79986-25-7

反応 $[\text{ピルビン酸キナーゼ}] \text{ リン酸} + \text{H}_2\text{O} = [\text{ピルビン酸キナーゼ}] + \text{リン酸}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。