

3',5'-ヌクレオシド二リン酸ホスファターゼ

Cat. No. EXWM-3704

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明

クロモバクテリウム・ビオラセウムから特徴づけられた酵素は、すべての塩基に $\square$ して類似の触媒効率を持っています。この酵素はリボヌクレオシドおよび2'-デオキシリボヌクレオシド 3',5'-ピスリン酸と類似の活性を示しますが、ヌクレオシド 2',5'-ピスリン酸に $\square$ しては活性を示しません（参照: EC 3.1.3.7、3'(2'),5'-ピスリン酸ヌクレオチダーゼ）。

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 3.1.3.97

反応

ヌクレオシド 3',5'-ピスリン酸 + H₂O = ヌクレオシド 5'-リン酸 + リン酸

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5 $\square$ 9週間です。ご要望に $\square$ じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。