

モノテルペニルニリン酸加水分解酵素

Cat. No. EXWM-3764

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 モノテルペノール部分に $\square$ して特異性が異なる酵素群。1つは、(+)-ボルニルニリン酸のような立体的に障害された化合物に $\square$ して最も高い活性を持ち、別のものはグラニオールのような一次アリルアルコールのニリン酸に $\square$ して最も高い活性を示します。

別名 ボルニルピロリン酸ヒドロラーゼ; モノテルペニル-ピロリン酸加水分解酵素

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.1.7.3

反応 モノテルペニルニリン酸 + H₂O = モノテルペノール + ニリン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に $\square$ じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。