

補完サブコンポーネント C1r

Cat. No. EXWM-4135

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 補体システムの「古典的」経路による活性化中に、血漿中のプロ酵素C1rから活性化されます。ペプチダーゼファミリーS1（トリプシンファミリー）

別名 活性化補体C1r; C1rエステラーゼ; 活性化補体C1r

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.4.21.41

CAS登録番号 80295-69-8

反応 選択的なLys（またはArg）-Ile結合の切断が補体サブコンポーネントC1sにおいて行われ、C1s（EC 3.4.21.42）が形成される。

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5-9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。