

t-プラスミノーゲンアクチベーター

Cat. No. EXWM-4159

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 さまざまな哺乳類組織、特に内皮細胞からのS1ファミリー（トリプシンファミリー）のペプチダーゼ。プラスミンによって二重鎖型に切断される単一鎖前体として分泌されます。フィブリンによって活性が大幅に向上します。以前はEC 3.4.21.31およびEC 3.4.99.26に含まれていました。

別名 組織プラスミノーゲンアクチベーター; プラスミノーゲンアクチベーター、組織型; 組織型プラスミノーゲンアクチベーター; tPA; t-PA

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.4.21.68

CAS登録番号 139639-23-9

反応 プラスミノーゲンにおけるアルギニン+バリン結合の特異的切断によるプラスミンの形成

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。