

プラスミン

Cat. No. EXWM-4161

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 プラスミノゲンからプロテオリシスによって形成され、活性プラスミンの複数の形態を生成します。ペプチダーゼファミリーS1（トリプシンファミリー）に属します。

別名 フィブリナーゼ; フィブリノリシン; アクターゼ; 血清トリプターゼ; トロンボリシン

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.4.21.7

CAS登録番号 9001-90-5

反応 選択的切断: Lys-Arg; トリプシンよりも高い選択性。フィブリンを可溶性産物に換えます。

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。