

u-プラスミノーゲンアクチベーター

Cat. No. EXWM-4165

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 プラスミンまたはプラズマカリクレインの作用によって不活性前体から形成されます。t-プラスミノーゲンアクチベーター (EC 3.4.21.68) とは構造が異なり、フィブリンには結合しません。ペプチダーゼファミリーS1 (トリプシンファミリー) に属します。以前はEC 3.4.21.31およびEC 3.4.99.26に含まれていました。

別名 ウロキナーゼ; 尿プラスミノーゲンアクチベーター; 細胞プラスミノーゲンアクチベーター; ウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター; ダブルチェーンウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター; ツーチェーンウロキナーゼ型プラスミノーゲンアクチベーター; ウロキナーゼプラスミノーゲンアクチベーター; uPA; u-PA; アポキナーゼ; 尿エステラーゼA

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.4.21.73

CAS登録番号 9039-53-6

反応 プラスミノーゲンにおけるアルギニン+バリン結合の特異的切断によるプラスミンの形成

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。