

オリゴペプチダーゼ A

Cat. No. EXWM-4354

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 Escherichia coliおよびSalmonella typhimuriumから知られています。亜鉛メタロペプチ

ダーゼで、ペプチダーゼファミリー**M3**(チメットオリゴペプチダーゼファミリー)に属しま

すが、チメットオリゴペプチダーゼとはチオール活性化がない点で異なります。

別名 68000-M シグナルペプチダーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.4.24.70

CAS登□番号 394250-11-4

たはP1'残基として存在しますが、より遠くの残基も重要であることが示されています。具体的には、Z-Gly-Pro-Gly \dagger Gly-Pro-Alaが切断される一方で、Z-(Gly)5は切断されません。

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 $^{\circ}$ で保管してください。長期間保管する場合は -20 $^{\circ}$ で保管してくだ

3110