

S-メチル-5'-チオアデノシンデアミナーゼ

Cat. No. EXWM-4559

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 Thermotoga maritimaからの酵素は、S-アデノシルホモシステインデアミナーゼ（EC 3.5.4.28）としても機能し、アデノシンに $\square$ していくつかの活性を持っています。アデノシン 5'-リン酸およびS-アデノシル-L-メチオニン（SAM）は基質ではありません。

別名 MTAデアミナーゼ; 5-メチルチオアデノシンデアミナーゼ

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.5.4.31

反応 S-メチル-5'-チオアデノシン + H₂O = S-メチル-5'-チオイノシン + NH₃

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に $\square$ じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。