

## オリゴ糖輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4654

Lot. No. (See product label)

### はじめに

〇明 オリゴ糖輸送ATPアーゼを炭水化物輸送研究のために注文してください。Creative Enzymesの高品質な酵素は信頼できる結果を保証します。

### 製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 7.5.2.2 (旧 EC 3.6.3.18)

反応  $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{オリゴ糖}_{\text{out}} = \text{ADP} + \text{リン酸} + \text{オリゴ糖}_{\text{in}}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5〇9週間です。ご要望に〇じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。