

## グリセロール-3-リン酸輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4657

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** グリセロール-3-リン酸輸送ATPアーゼを探求し、グリセロールリン酸の移動に関する研究を行ってください。代謝および生化学的研究に最適です。Creative Enzymesは、科学的革新のための高純度で信頼できる製品を提供しています。

### 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC番号** EC 3.6.3.20

**反応**  $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{グリセロール-3-リン酸}_{\text{out}} = \text{ADP} + \text{リン酸} + \text{グリセロール-3-リン酸}_{\text{in}}$

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。お客様の仕様に合わせてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。