

非極性アミノ酸輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4659

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明

高度なアミノ酸輸送研究のために、非極性アミノ酸輸送ATPアーゼを入手してください。
Creative Enzymesは品質とパフォーマンスを保証します。

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 7.4.2.2 (旧 EC 3.6.3.22)

反応

$\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{非極性アミノ酸}_{\text{out}} = \text{ADP} + \text{リン酸} + \text{非極性アミノ酸}_{\text{in}}$

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。