

硫酸塩輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4662

Lot. No. (See product label)

はじめに

■明 硫酸塩輸送および代謝研究のための硫酸塩輸送ATPアーゼを入手してください。Creative Enzymesで高品質の酵素が入手可能です。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 7.3.2.3 (旧 EC 3.6.3.25)

反応 $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{sulfate}_{\text{out}} = \text{ADP} + \text{phosphate} + \text{sulfate}_{\text{in}}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。