

モリブデン酸塩輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4666

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 プレミアムモリブデン酸塩輸送ATPアーゼは、モリブデン酸塩の移動メカニズムに関する研究に最適です。代謝および環境科学の研究に理想的です。Creative Enzymesは信頼性の高い高品質な製品を提供します。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 7.3.2.5 (旧 EC 3.6.3.29)

反応 $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{モリブデートアウト} = \text{ADP} + \text{リン酸} + \text{モリブデートイン}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。