

## カプセル多糖輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4676

Lot. No. (See product label)

### はじめに

□明 プレミアムカプセル多糖輸送ATPアーゼは、多糖類の移動とカプセル形成に関する研究に最適です。微生物学および免疫学の研究に最適です。Creative Enzymesは、信頼性の高い高純度製品を保証します。

### 製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.6.3.38

反応  $ATP + H_2O + \text{カプセル多糖類}_{in} = ADP + \text{リン酸} + \text{カプセル多糖類}_{out}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。