

テイコイック酸輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4679

Lot. No. (See product label)

はじめに

☐明 細菌細胞壁の研究のためにテイコイック酸輸送ATPアーゼを注文してください。Creative Enzymesは研究用の高品質な酵素を提供しています。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 7.5.2.4 (旧 EC 3.6.3.40)

反応 $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} + \text{テイコ酸in} = \text{ADP} + \text{リン酸} + \text{テイコ酸out}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5☐9週間です。ご要望に☐じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。