

異物輸送ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4683

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 異物代謝および輸送研究のために、異物輸送ATPアーゼを取得してください。プレミアム酵素ソリューションにはCreative Enzymesを信頼してください。

別名 多剤耐性タンパク質; MDRタンパク質; P-グリコプロテイン; 多剤耐性タンパク質; PDRタンパク質; ステロイド輸送ATPアーゼ; ATPホスホヒドロラーゼ (ステロイド輸出)

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 7.6.2.2 (旧 EC 3.6.3.44)

反応 $ATP + H_2O + \text{xenobioticin} = ADP + \text{リン酸} + \text{xenobioticout}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。