

ペルオキシソーム組立ATPアーゼ

Cat. No. EXWM-4709

Lot. No. (See product label)

はじめに

説明 ATP加水分解のエネルギーを利用してペルオキシソームの成分を小器官に取り込み、組み立てる非常に多様な酵素群です。彼らの分子量は25から600 kDaの範囲です。

別名 ペルオキシソーム組立因子-2

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.6.4.7

反応 $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} = \text{ADP} + \text{リン酸}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。