

ダイナミンGTPアーゼ

Cat. No. EXWM-4716

Lot. No. (See product label)

はじめに

不明 内因性細胞取り込みに関与し、膜小胞を切り離すのに重要な、分子量約100 kDaの酵素。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 3.6.5.5

反応 $\text{GTP} + \text{H}_2\text{O} = \text{GDP} + \text{リン酸}$

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。