

## L(+)-タルトレート脱水素酵素

Cat. No. EXWM-5023

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** 酵素は不活性な低分子量形態で存在し、Fe<sup>2+</sup>およびチオールが存在する条件下で活性酵素に変換されます。参照: EC 4.2.1.81 D(-)-タルトレート脱水素酵素。

**別名** タルトレート脱水素酵素; タルタル酸脱水素酵素; L-タルトレート脱水素酵素; L(+)-タルタル酸脱水素酵素; (R,R)-タルトレートヒドロラーゼ

### 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC番号** EC 4.2.1.32

**CAS登録番号** 9014-40-8

**反応** (R,R)-タルトレート = オキサロ酢酸 + H<sub>2</sub>O

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。