

プレフェネート脱水素酵素

Cat. No. EXWM-5041

Lot. No. (See product label)

はじめに

週期 腸内細菌のこの酵素は、コリスマートミュータース(EC 5.4.99.5)活性も持ち、コリスマー

トをプレフェネートに□換します。

別名 プレフェネートヒドロラーゼ (脱炭酸酵素)

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.1.51

CAS登□番号 9044-88-6

反□ prephenate = フェニルピルビン酸 + H2O + CO2

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタ

ム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 $^{\circ}$ で保管してください。長期間保管する場合は -20 $^{\circ}$ $^{\circ}$ で保管してくだ

\$170