

ガラクトナート脱水酵素

Cat. No. EXWM-5048

Lot. No. (See product label)

はじめに

○明

酵素はD-グルコネートに対して活性を示しません。参照: EC 4.2.1.140、グルコネート/ガラクトネート脱水素酵素。

別名

D-ガラクトナート脱水素酵素; D-ガラクトナート脱水酵素; D-ガラクトナート加水分解酵素

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 4.2.1.6

CAS登○番号

9024-38-8

反○

D-ガラクトナート = 2-デヒドロ-3-デオキシ-D-ガラクトナート + H₂O

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に○じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。