

## トリシクレン合成酵素

Cat. No. EXWM-5116

Lot. No. (See product label)

### はじめに

**説明** Solanum lycopersicum（トマト）からの酵素は、トリシクレン、カンフェン、β-ミルセン、リモネン、およびいくつかの他のモノテルペノイドの微量を含む混合物を生成します。EC 4.2.3.117を参照してください。(–)-カンフェンシンターゼ、EC 4.2.3.15、ミルセンシンターゼおよびEC 4.2.3.16、(4S)-リモネンシンターゼ。

**別名** TPS3

### 製品情報

**形態** 液体または凍結乾燥粉末

**EC番号** EC 4.2.3.105

**反応** ゲラニル二リン酸 = トリシクレン + 二リン酸

**備考** このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

**保存方法** 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。