

## (-)-サビネン合成酵素

Cat. No. EXWM-5120

Lot. No. (See product label)

### はじめに

□明 Mg<sup>2+</sup>を必要とします。Pinus contorta (ロッジポールパイン) からサイクラーゼIとして、Conocephalum conicum (リバーヴォート) から分離されました。

### 製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.109

反応 デラニル二リン酸 = (-)-サビネン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法 短期保存の場合は+4 °Cで保管してください。長期保存の場合は-20 °C~-80 °Cで保管してください。