

テルピノレン合成酵素

Cat. No. EXWM-5125

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 Mg2+が必要です。Mn2+は効果が低く、生成物の比率が□化します。他のモノテルペノイドの痕跡を形成します。

別名 ag9; PmeTPS2; LaLIMS_RR

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.113

反応 ゲラニル二リン酸 = テルピノレン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。