

α-テルピネン合成酵素

Cat. No. EXWM-5127

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明

酵素は *Dysphania ambrosioides*（アメリカワームシード）から特定されました。Mg²⁺を必要とします。Mn²⁺は効果が低いです。この酵素は(3R)-リナリル二リン酸も使用します。反□は1,2-水素シフトを含みます。ゲラニル二リン酸の1-pro-S水素が失われます。

製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 4.2.3.115

反□

ゲラニル二リン酸 = α-テルピネン + ニリン酸

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C ~ -80 °C で保管してください。