

(+)-β-ピネン合成酵素

Cat. No. EXWM-5135

Lot. No. (See product label)

はじめに

□明 サルビア・オフィシナリス（セージ）からのシクラーゼIIIは、ほぼ同量の (+) -β-ピネンと (+) -α-ピネンを生成します。EC 4.2.3.121、 (+) -α-ピネンシンターゼを参照してください。

別名 (+)-ピネンシクラーゼ; シクラーゼ III

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.122

反□ ゲラニルニリン酸 = (+)-β-ピネン + ニリン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5□9週間です。ご要望に□じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。