

## γ-ムーロレン合成酵素

Cat. No. EXWM-5139

Lot. No. (See product label)

### はじめに

説明

この酵素は、キノコのCoprinus cinereusから特定されました。また、EC 4.2.3.23のgermacrene-A合成酵素およびEC 4.2.3.125のα-muurolene合成酵素を参照し、germacrene Aとα-muuroleneを生成します。

別名

Cop3

### 製品情報

形態

液体または凍結乾燥粉末

EC番号

EC 4.2.3.126

反応

(2E,6E)-ファルネシルニリン酸 = γ-ムーロレン + ニリン酸

備考

このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望に応じてカスタム生産が可能です。

### 保管・発送情報

保存方法

短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。