

α-イソコメン合成酵素

Cat. No. EXWM-5150

Lot. No. (See product label)

はじめに

〓明 植物マトリカリア・カモミラ var. レクティタ（カモミール）の根から分離されました。この酵素は、他の5つのセスキテルペノイドの痕跡も生成しました。

別名 MrTPS2

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.136

反応 (2E,6E)-ファルネシル二リン酸 = (-)-α-イソコメン + 二リン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5〓9週間です。ご要望に〓じてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。