

β-セリネンシクラーゼ

Cat. No. EXWM-5227

Lot. No. (See product label)

はじめに

Ⓜ明 初期の環化反Ⓜにより、酵素結合型の(+)-ジャーマクレーンAが生成され、これは培地に放出されません。

製品情報

形態 液体または凍結乾燥粉末

EC番号 EC 4.2.3.66

反Ⓜ (2E,6E)-ファルネシルニリン酸 = β-セリネン + ニリン酸

備考 このアイテムはカスタム生産が必要で、リードタイムは5~9週間です。ご要望にⓂじてカスタム生産が可能です。

保管・発送情報

保存方法 短期間は +4 °C で保管してください。長期間保管する場合は -20 °C~-80 °C で保管してください。